




NIDO D'APE IN CELLULOSA

Pratico cartoncino a nido d'ape biodegradabile, da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura.



COFANI


CONDIZIONI E MODO D'USO

Il prodotto è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così lo spazio necessario per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.

Il massimo dell'efficacia, è ottenibile con l'uso di Thanos Fungel sparso con uniformità all'interno delle maglie del Nido d'Ape. Il prodotto a base batterico-enzimatica si incarica di intervenire sui liquami cadaverici, favorendone la neutralizzazione con l'assorbimento, ma svolgendo nel contempo anche funzioni deodorizzanti e favorenti la scheletrizzazione.

Il Nido d'Ape favorendo l'evacuazione dei liquami cadaverici riduce il rischio di saponificazione.

MATERIALE / COLORE / COMPOSIZIONE



Materiale: cellulosa

Collante: amido di mais

Impiego tipo: imballi in cartone speciali

Presenza di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente: entro le tolleranze ammesse dalla legge.

Si conferma che il prodotto è biodegradabile.



Prodotto ecocompatibile, può essere inglobato nel terreno oppure incenerito. In caso di smaltimento prima del suo utilizzo, deve essere riposto tra i rifiuti nel contenitore della carta.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	IMBALLO	DIMENSIONI CHIUSO cm	DIMENSIONI APERTO cm	PESO /UNITÀ gr	ORDINE MINIMO pz
1 2 N I D A P E	cartone da 40 pz	5,3 x 46 x 1,8h	200 x 35 x 1,8h max	300	80

FUNEBRE

CIMITERIALE

V202402